

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 Per Wb, Elisa - P49840/P49841

Numero articolo: CM0001346



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che rileva GSK3 β fosforilato a Y216 e GSK3 α fosforilato a Y279. Validato per Western blot e ELISA, mostra reattività crociata con il topo. Ideale per la ricerca nel metabolismo glucidico, la segnalazione Wnt e il morbo di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279 Rabbit mAb
Note/Alias	GSK3B; GSK 3 beta; GSK3A; GSK 3 alpha; Phospho-GSK3 α -S21+GSK3 β -S9
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2931/2932
GeneID	2931/2932
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione Y216&Y279 di GSK3 β /GSK3 α umana (NP_063937.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P49840/P49841
Peso proteico	51kDa/46kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio