

Pab Di Coniglio Phospho-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 - P49840 / P49841

Numero articolo: CM0001003



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce GSK3 β -Y216 e GSK3 α -Y279, adatto per WB, IHC-P ed ELISA su campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione insulinica, la via Wnt e il morbo di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279
Note/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279
Specie	Uomo
ID genico	2931 / 2932
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico nella regione Y216/Y279 di GSK3 β /GSK3 α umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49840 / P49841
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio