


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 Per Wb, Elisa - P49841

Numero articolo: CM0001216



introduzione

Anticorpo fosfo-specifico contro GSK3 β (pTyr216) e GSK3 α (pTyr279). Validato per WB ed ELISA in campioni umani. Essenziale per la ricerca sulla segnalazione Wnt, il metabolismo del glucosio e la malattia di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279 Rabbit pAb
Note/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2931/2932
Gene ID	2931/2932
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y216 di GSK3 β umano (NP_001139628)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P49841
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio