

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Hdac4-S246/Hdac5-S259/Hdac9-S220 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P56524 / Q9Uql6 / Q9Ukv0

Numero articolo: CM0000428



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che rileva HDAC4 (S246), HDAC5 (S259) e HDAC9 (S220) per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Adatto per studi sulla regolazione della cromatina e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-HDAC4-S246/HDAC5-S259/HDAC9-S220 Rabbit pAb
Note/Alias	HDAC4/HDAC5/HDAC9; Phospho-HDAC4-S246/HDAC5-S259/HDAC9-S220
Specie	Uomo
GenelD (uomo)	9759/10014/9734
GenelD	9759/10014/9734
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle restanti intorno alla S246 dell'HDAC4 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P56524/Q9UQL6/Q9UKV0
Peso proteico	57-65kDa/97-122kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio