


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Hdac4-S632 Per Wb E Elisa - P56524

Numero articolo: CM0001615



introduzione

Phospho-HDAC4-S632 Rabbit mAb è un anticorpo specifico per fosforilazione progettato per applicazioni Western blot (WB) e ELISA. Rileva l'HDAC4 umano fosforilato sulla serina 632, supportando la ricerca sull'epigenetica e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-HDAC4-S632 Rabbit mAb
Note / Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; Phospho-HDAC4-S632
Specie	Umana
GeneID	9759
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno alla S632 della Phospho-HDAC4-S632 umana (NP_006028.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P56524
Peso proteico	119kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio