


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-Hdac4-S632 Per Wb - P56524

Numero articolo: CM0000786



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-Phospho-HDAC4-S632 rileva i livelli endogeni di HDAC4 fosforilata alla serina 632. Convalidato per Western blot in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla cromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-HDAC4-S632 Rabbit pAb
Note/Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; Phospho-HDAC4-S632
Specie	Umana
GeneID (umano)	9759
GeneID	9759
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P56524
Peso proteico	119kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio