

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Hdac5-S498 Per Wb E Elisa - Q9Uql6

Numero articolo: CM0001466



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HDAC5 fosforilato (S498) per applicazioni Western blot ed ELISA. Reagisce con HDAC5 di uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione epigenetica, il rimodellamento della cromatina e la repressione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-HDAC5-S498 Rabbit pAb
Note / Alias	HD5, NY-CO-9, Phospho-HDAC5-S498
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10014
ID gene	10014
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla posizione S498 di HDAC5 umano (NP_005465.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UQL6
Peso proteico	122kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio