


Phospho-Hdac8-S39 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pab - Q9By41

Numero articolo: CM0000900



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che mira all'HDAC8 in Ser39. Validato per IF/ICC su campioni umani; rileva l'istone deacetilasi 8 coinvolta nel rimodellamento della cromatina e nella repressione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-HDAC8-S39 Anticorpo Policlonale di Coniglio pAb
Note/Alias	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; Phospho-HDAC8-S39
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55869
ID Gene	55869
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide fosfo-specifico corrispondente alle sequenze circostanti S39 dell'HDAC8 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	IF/ICC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9BY41
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio