


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Fosfo-Istone H2Ax-S139 Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P16104

Numero articolo: CM0000817



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la Ser139 fosforilata dell'Istone H2AX (H2A.X). Validato per WB, IP, IF/ICC ed ELISA con cross-reattività in umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul danno e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-Istone H2AX-S139
Note/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3014
ID Gene	3014
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S139 dell'Istone H2AX umano (NP_002096.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16104
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio