


Pab Di Coniglio Fosfo-Histone H3-S10/T11 - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0001434



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che rileva l'istone H3 fosforilato su Ser10 e Thr11. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto e presenta una reattività ampia prevista. Adatto per studi sulla dinamica della cromatina e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio fosfo-Histone H3-S10/T11
Annotazioni / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S10/T11
Specie	Umana
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato che corrisponde alla regione S10 e T11 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, topo, ratto, altra (ampia gamma prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio