


Pab Di Coniglio Contro Phospho-Histone H3-T11 - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0001030



introduzione

pAb di coniglio contro Phospho-Histone H3-T11 (Q16695/P68431) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Elevata specificità per uomo, mouse, ratto e prevista per un'ampia gamma di specie. Convalidato per rilevare l'istone H3 fosforilato in posizione Thr11 nelle cellule testicolari e di altro tipo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio contro Phospho-Histone H3-T11
Annotazioni / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T11
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	H3
ID gene	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione intorno a T11 di HIST1H3B umano (NP_003520.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto, Altro (prevista per un'ampia gamma)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio