


Pab Coniglio Anti Phospho-Histone H3-T3 Per Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0000899



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico diretto contro l'istone H3 fosforilato su Thr-3. Convalidato per WB e ELISA, rileva l'H3 umano, di topo e ratto con una predetta ampia reattività crociata. Ideale per la ricerca sulla cromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio anti Phospho-Histone H3-T3
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico - Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione T3 dell'HIST1H3A umano (NP_003520.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto, Altre (predetta ampia gamma)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio