


Pab Coniglio Contro Phospho-Histone H3-T32 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0000649



introduzione

pAb coniglio Phospho-Histone H3-T32 (AP0897) è un anticorpo policlonale di coniglio validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia la Thr32 fosforilata dell'istone H3. Ideale per la ricerca sulla cromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio Phospho-Histone H3-T32
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T32
Specie	Umano
GeneID (Umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (gamma ampia prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante