


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Histone H4-S1 Per Wb, Elisa - P62805

Numero articolo: CM0001131



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-Histone H4-S1 validato per WB ed ELISA. Riconosce specie umana, murina, di ratto e altre. Adatto per studi sulla cromatina e sulle modificazioni degli istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-Histone H4-S1
Note/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Phospho-Histone H4-S1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	H4
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S1 dell'Histone H4 umano (NP_003529.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosfo-specifici
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina, Ratto, Altre (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio