


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Hsf1-S326 Per Wb, Elisa - Q00613

Numero articolo: CM0001873



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HSF1 umano fosforilato in serina 326. Adatto per applicazioni di western blot e ELISA nello studio della risposta da shock termico, regolazione trascrizionale e stress. Rileva una banda di 57 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-HSF1-S326
Note/Alias	HSTF1; Fosfo-HSF1-S326
Specie	Umano
GeneID	3297
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S326 di HSF1 umano (NP_005517.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q00613
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio