


Mab Di Coniglio Anti-Phospho-Hsp27/Hspb1-S15 - P04792

Numero articolo: CM0001014



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro HSP27/HSPB1 in Ser15. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Adatto per campioni umani, rileva la proteina da 23 kDa. Ideale per studi sulla risposta allo stress e sulle chaperonine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Phospho-HSP27/HSPB1-S15
Note/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S15
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3315
GeneID	3315
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosforilato sintetico attorno alla S15 della HSP27/HSPB1 umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P04792
Peso proteico	23 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio