


Mab Di Coniglio Anti-Phospho-Hsp27/Hspb1-S82 Per Wb, Elisa - P04792

Numero articolo: CM0001766



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico contro HSP27/HSPB1 umano (Ser82). Convalidato per WB ed ELISA; cross-reattivo con uomo e ratto. Ideale per la ricerca sulla risposta allo stress, la funzione di chaperon e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-Phospho-HSP27/HSPB1-S82
Note/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S82
Specie	Umana
ID Gene	3315
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosforilato sintetico intorno alla S82 di HSP27/HSPB1 umano (P04792).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Uomo, Ratto
SWISS	P04792
Peso proteico	23 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio