


Fosfo-Hsp27/Hspb1-S82 Coniglio Pab - P04792

Numero articolo: CM0000434



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-HSP27/HSPB1-S82 rileva la fosfo-HSP27 endogena a Ser82. Validato per Western blot, IHC-P, IP ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla risposta allo stress, l'attività chaperone e le malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-HSP27/HSPB1-S82 Coniglio pAb
Note/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Fosfo-HSP27/HSPB1-S82
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3315
GeneID	3315
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno a S82 di HSP27/HSPB1 umano (NP_001531.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04792
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio