

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Igf1R-Y1161 Per Wb Ed Elisa - P08069

Numero articolo: CM0000943



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-IGF1R-Y1161 per WB ed ELISA. Reattività: umano, topo, ratto. Bersaglia la Y1161 fosforilata di IGF1R, un recettore tirosin-chinasico che regola la crescita cellulare e la trasformazione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-IGF1R-Y1161
Note/Alias	IGFR; CD221; IGFR; JTK13; Phospho-IGF1R-Y1161
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3480
GeneID	3480
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno alla Y1161 di IGF1R umano (NP_000866.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08069
Peso Proteico	155kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio