

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Igf1R-Y1165/1166/Insr-Y1189/1190 - P08069 / P06213

Numero articolo: CM0000541



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce le forme attivate di IGF1R (Y1165/Y1166) e INSR (Y1189/Y1190). Adatto per WB ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione della crescita e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190
Note/Alias	IGF1R/INSR; Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190
Specie	Umano
ID Gene	3480 (IGF1R), 3643 (INSR)
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y1165 & Y1166 di IGF1R umano (NP_000866.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08069, P06213
Peso Proteico	154kDa/155kDa/156kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio