


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Ikky (S376) Per Wb, Elisa - Q9Y6K9

Numero articolo: CM0001683



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che targeting IKKγ fosforilata su Ser376, validato per Western blot e ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione NF-κB e delle vie di risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome prodotto	Fosfo-IKKγ-S376 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; Fosfo-IKKγ-S376
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8517
ID Gene	8517
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato attorno a S376 di IKKγ umana (NP_003630.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y6K9
Peso proteico	48 kDa/56 kDa/37 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio