

Pab Di Coniglio Phospho-Insr-Y1189/Y1190 + Igf1R-Y1165/Y1166 Per Wb, Elisa - P08069/P06213

Numero articolo: CM0000855



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rileva i siti di doppia fosforilazione Y1189/Y1190 su INSR e Y1165/Y1166 su IGF1R. Validato per WB e ELISA in campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione insulina/IGF-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166
Annotazioni/Alias	IGF1R/INSR; Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3480/3643
GeneID	3480/3643
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno a Y1165 & Y1166 di IGF1R/INSR umano (NP_000199.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08069/P06213
Peso proteico	154kDa/155kDa/156kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio