

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Ire1-S724 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075460

Numero articolo: CM0001061



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro IRE1 (ERN1) fosforilata in Ser724. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Strumento affidabile per studiare lo stress del reticolo endoplasmatico e le vie di UPR in campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Fosfo-IRE1-S724
Note/Alias	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p; Fosfo-IRE1-S724
Specie	Umano, Topo, Ratto
ID Gene (Umano)	2081
ID Gene	2081
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato intorno a S724 di IRE1 umano (NP_001424.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075460
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante