


## Pab Di Coniglio Contro Phospho-Ire1-S724 - 075460

Numero articolo: CM0001877



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro phospho-IRE1 (S724) per applicazioni WB, IHC-P, ELISA. Convalidato in uomo, topo, ratto. Strumento chiave per lo studio dello stress del reticolo endoplasmatico e delle vie di risposta alle proteine non ripiegate.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | Phospho-IRE1-S724 Rabbit pAb                                                        |
| Note / Alias          | IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p; Phospho-IRE1-S724                                       |
| Specie                | Uomo                                                                                |
| GeneID (Uomo)         | 2081                                                                                |
| GeneID                | 2081                                                                                |
| Immunogeno            | Un peptide fosforilato sintetico intorno alla S724 di IRE1alpha umana (NP_001424.3) |
| Origine               | Coniglio                                                                            |
| Categoria             | Anticorpi fosforilati                                                               |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                    |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                   |
| SWISS                 | O75460                                                                              |
| Peso proteico         | 110 kDa                                                                             |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                               |