

Fosfo-Irf3-S386 Pab Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q14653

Numero articolo: CM0001275



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IRF3 fosforilato a S386, convalidato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con IRF3 umano, murino e di ratto. Adatto per investigare la segnalazione degli interferoni e le vie immunitarie innate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-IRF3-S386 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	IIAE7; Fosfo-IRF3-S386
Specie	Umano
GeneID (umano)	3661
GeneID	3661
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno a S386 di IRF3 umano (NP_001562.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q14653
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio