


Fosfo-Irs1-S1101 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - P35568

Numero articolo: CM0000557



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting IRS1 fosforilato a Ser1101. Validato per Western blot e ELISA, cross-reatta con il mouse. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dell'insulina e sulle vie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-IRS1-S1101 coniglio pAb
Note/Alias	HIRS-1; Fosfo-IRS1-S1101
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3667
Gene ID	3667
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S1101 di IRS1 umano (NP_005535.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P35568
Peso proteico	132kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio