

Pab Coniglio Phospho-Irs1-S307 (Specifica Per Uomo) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Numero articolo: CM0001499



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico rivolto a IRS1 pS307 (specifica per uomo), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione insulinica, le malattie metaboliche e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAb coniglio Phospho-IRS1-S307 (specifica per uomo)
Annotazioni/Alias	HIRS-1; Phospho-IRS1-S307 (specifica per uomo)
Specie	Uomo
GeneID	3667
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico intorno alla S307 della IRS1 umana (NP_005535.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35568
Peso proteico	132 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio