

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Irs1-S312 Per Western Blot - P35568

Numero articolo: CM0001213



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro IRS1 umano in serina 312. Validato per Western blotting con reattività crociata verso topo e ratto, adatto per studi di segnalazione insulinica e metabolismo. - P35568

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-IRS1-S312
Osservazioni/Alias	HIRS-1; Fosfo-IRS1-S312
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3667
ID Gene	3667
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle sequenze circostanti la S312 di IRS1 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35568
Peso Proteico	132kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio