

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Irs1-S612/S636 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Numero articolo: CM0000749



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-IRS1-S612/S636 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con IRS1 umano e murino. Strumento chiave per studi sulla segnalazione insulinica e sui disturbi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-IRS1-S612/S636
Note/Alias	HIRS-1; Phospho-IRS1-S612/S636
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3667
GeneID	3667
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno a S616 dell'IRS1 umano (NP_005535.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P35568
Peso Proteico	132kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio