


Pab Di Coniglio Phospho-Irs1-S636/639 Per Wb, Elisa - P35568

Numero articolo: CM0001602



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che bersaglia IRS1 fosforilato alle posizioni Ser636 e Ser639. Validato per Western blot e ELISA su campioni umani. Esplora la ricerca sulla segnalazione dell'insulina e sul diabete con questo anticorpo di alta qualità.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome prodotto	Note/Alias	Specie	GeneID (Uomo)	GeneID	Immunogeno	Fonte	Categoria	Applicazione	Reattività crociata	SWISS	Peso proteico	Spedizione
pAb di coniglio Phospho-IRS1-S636/639	HIRS-1; Phospho-IRS1-S636/639	Uomo	3667	3667	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno alle posizioni S636 e S639 dell'IRS1 umano (NP_005535.1).	Coniglio	Anticorpi fosforilati	WB, ELISA	Uomo	P35568	132 kDa	Sacchetto di ghiaccio