

Anticorpo Monoclonale Coniglio Phospho-Jak2-Y1007/1008 Per Wb, Elisa - O60674

Numero articolo: CM0001440



introduzione

L'anticorpo monoclonale coniglio Phospho-JAK2-Y1007/1008 rileva specificamente la JAK2 umana fosforilata in Y1007/Y1008. Validato per WB ed ELISA, ideale per studiare la segnalazione JAK-STAT nella ricerca sul cancro e sull'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio Phospho-JAK2-Y1007/1008
Note/Alias	JTK10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3717
GeneID	3717
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y1007 & Y1008 di JAK2 umana (NP_001309123.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O60674
Peso Proteico	131kDa
Spedizione	Sacca refrigerante