

Pab Di Coniglio Phospho-Jak2-Y1008 Per Wb, Elisa - O60674

Numero articolo: CM0001758



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-JAK2-Y1008 validato per WB ed ELISA. Rileva la JAK2 umana fosforilata in Tyr1008, un sito di attivazione critico nella segnalazione delle citochine e nella regolazione della cromatina. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio Phospho-JAK2-Y1008
Note/Alias	JTK10; Phospho-JAK2-Y1008
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3717
GeneID	3717
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato attorno alla Y1008 della Phospho-JAK2-Y1008 umana (NP_004963.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O60674
Peso proteico	131kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio