

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Jak2-Y221 Per Wb E Elisa - O60674

Numero articolo: CM0000913



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio Phospho-JAK2-Y221 rileva la JAK2 endogena fosforilata sulla tirosina 221 in uomo, topo e ratto. È ideale per applicazioni WB ed ELISA negli studi sulla segnalazione JAK/STAT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-JAK2-Y221 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	JTK10; Phospho-JAK2-Y221
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	3717
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno alla Y221 della JAK2 umana (NP_004963.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60674
Peso proteico	131kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio