

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-Jnk1-T183/Y185 + Jnk2-T183/Y185 + Jnk3-T221/Y223 - P45983 / P45984 / P53779

Numero articolo: CM0000687



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che mira ai siti di attivazione di JNK1/2/3, convalidato per Western blot ed ELISA. Progettato per la ricerca su modelli umani e murini nel campo della segnalazione dello stress e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-Phospho-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223
Specie	Umano
GenElD (Umano)	5599/5601/5602
GenElD	5599/5601/5602
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno ai residui T183 e Y185 di JNK1/2/3MAPK8 umano (NP_620637.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso proteico	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio