

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-JunB-S259 Per Wb - P17275

Numero articolo: CM0001470

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-JunB-S259 validato per western blot (WB) in umano, topo, ratto. Rileva il fattore di trascrizione JunB fosforilato in serina 259, ideale per la ricerca sul pathway di segnalazione AP-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-JunB-S259
Note/Alias	AP-1; Fosfo-JunB-S259
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3726
ID Gene	3726
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosfo-specifico corrispondente alle residenze circostanti S259 del Fosfo-JunB-S259 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17275
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio