

Fosfo-Lamina A/C-S22 Pab Di Coniglio Per Wb, Ip, Elisa - P02545

Numero articolo: CM0001075



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla Lamin A/C fosforilata alla Serina 22. Validato per WB, IP, ELISA in campioni umani e di ratto. Ideale per studi sulla lamina nucleare e sull'organizzazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-Lamina A/C-S22 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Fosfo-Lamina A/C-S22
Specie	Umano
GeneID (umano)	4000
GeneID	4000
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P02545
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio