

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Lat-Y171 Per Wb Ed Elisa - O43561

Numero articolo: CM0001956

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce la tirosina 171 fosforilata della proteina umana LAT, un adattatore chiave nella segnalazione del recettore delle cellule T. Adatto per applicazioni di WB ed ELISA nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-LAT-Y171
Note/Alias	LAT1; pp36; IMD52; Phospho-LAT-Y171
Specie	Umana
GeneID (umano)	27040
GeneID	27040
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y171 della proteina umana LAT (NP_001014987.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	O43561
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio