


Pab Coniglio Fosfo-Lats1-S909/Lats2-S872 - 095835 / Q9Nrm7

Numero articolo: CM0000703



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che riconosce LATS1 (S909) e LATS2 (S872) per applicazioni WB ed ELISA. Adatto per campioni umani; bersaglia i soppressori tumorali chiave della via Hippo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio fosfo-LATS1-S909/LATS2-S872
Note/Alias	LATS1; WARTS; wts; fosfo-LATS1-S909/LATS2-S872
Specie	Uomo
GeneID (umano)	9113/26524
GeneID	9113/26524
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno alla S909 della LATS1 umana (NP_004681.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O95835/Q9NRM7
Peso proteico	76kDa/126kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio