


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Lats1-T1079+Lats2-T1041 - O95835 / Q9Nrm7

Numero articolo: CM0001759



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce LATS1 (T1079) e LATS2 (T1041) fosforilati. Ideale per studi sulla segnalazione Hippo tramite WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Validato su campioni umani, di topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio fosfo-LATS1-T1079+LATS2-T1041
Annotazioni/Alias	LATS1; WARTS; wts; fosfo-LATS1-T1079+LATS2-T1041
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9113/26524
GeneID	9113/26524
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide sintetico fosforilato intorno a T1079 e T1041 di LATS1/ LATS2 umano (NP_004681.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O95835/Q9NRM7
Peso proteico	76kDa/126kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio