


Phospho-Lck-Y394 Rabbit Pab - P06239

Numero articolo: CM0001510



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rileva LCK fosforilata a Tyr394 nell'uomo e nel topo. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA negli studi sulla segnalazione del recettore delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-LCK-Y394 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Phospho-LCK-Y394
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3932
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y394 di LCK umano (NP_005347.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P06239
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio