


Anticorpo Policlonale Rabbit Phospho-Lck-Y505 Per Wb, Ip, Elisa - P06239

Numero articolo: CM0000804



introduzione

Rileva Lck umana fosforilata in Y505. Adatto per WB, IP, ELISA. Ideale per studi sulla segnalazione delle cellule T, la regolazione di Lck e la ricerca sulla funzione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Lck-Y505 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Phospho-Lck-Y505
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3932
GeneID	3932
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide fosforilato sintetico intorno alla posizione Y505 della Lck umana (NP_001036236.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P06239
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio