


Phospho-Lcp2-Y145 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - Q13094

Numero articolo: CM0000732



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting LCP2 umano a Y145. Validato per WB e ELISA; riconosce umano e topo. Ideale per ricerche sulla segnalazione del recettore delle cellule T e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-LCP2-Y145 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	IMD81; SLP76; SLP-76; Phospho-LCP2-Y145
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3937
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a Y145 di LCP2 umano (NP_005556.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q13094
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio