


Fosfo-Lyn-Y397 Coniglio Mab - P07948

Numero articolo: CM0000445



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico contro Lyn (Tyr397) per WB, ELISA. Reagisce incrociato con il mouse. Ideale per studiare l'attivazione della chinasi Lyn nella risposta immunitaria, emopoiesi e segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Lyn-Y397 Coniglio mAb
Note/Alias	JTK8; p53Lyn; p56Lyn; Fosfo-Lyn-Y396
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4067
GeneID	4067
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y396 di Lyn umano (P07948).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P07948
Peso Proteico	56kDa/59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio