

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Map2K1-S217/Map2K2-S221 Per Wb, Elisa - Q02750 / P36507

Numero articolo: CM0001753



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che rileva MAP2K1 (fosfo S217) e MAP2K2 (fosfo S221). Adatto per WB ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare l'attivazione della cascata di segnalazione MAPK/ERK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-MAP2K1-S217/MAP2K2-S221
Note/Alias	MEK1/MEK2; Fosfo-MAP2K1-S217/MAP2K2-S221
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5604/5605
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S217 & S221 di MAP2K1/MAP2K2 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q02750/P36507
Peso Proteico	40kDa/43kDa/44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio