

Pab Coniglio Phospho-Map2K3-S189 + Map2K6-S207 Per Wb, Elisa - P46734 / P52564

Numero articolo: CM0000457

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico rivolto a S189 fosforilato di MAP2K3 e S207 di MAP2K6, validato per Western blot ed ELISA in campioni umani e murini. Ideale per lo studio della segnalazione delle MAP chinasi attivate da stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio Phospho-MAP2K3-S189 + MAP2K6-S207
Annotazioni/Alias	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5606/5608
GeneID	5606/5608
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno a S207 di MAP2K3/MAP2K6 umano (NP_002747.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P46734/P52564
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio