


Phospho-Map2K4-T261 Rabbit Pab - P45985

Numero articolo: CM0000940



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Phospho-MAP2K4 (Thr261) per WB ed ELISA. Rileva MAP2K4 umano, murino e ratto. Adatto per lo studio delle vie di segnalazione JNK e p38 attivate dallo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-MAP2K4-T261 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Phospho-MAP2K4-T261
Specie	Umano
GeneID (umano)	6416
GeneID	6416
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P45985
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio