

Fosfo-Map2K6-S207/Map2K3-S189 Pab Di Coniglio Per Wb - P46734 / P52564

Numero articolo: CM0000470

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce MAP2K6 (Ser207) e MAP2K3 (Ser189). Validato per Western blot e ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione delle chinasi MAP attivate dallo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	Fosfo-MAP2K6-S207/MAP2K3-S189 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	MAP2K3/MAP2K6; Fosfo-MAP2K6-S207/MAP2K3-S189
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5606 (MAP2K6) / 5608 (MAP2K3)
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P46734 / P52564
Peso proteico	36kDa / 39kDa / 31kDa / 37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio