

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Map3K5 (Ask1/Mekk5) S967 Per Wb Ed Elisa - Q99683

Numero articolo: CM0001714



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro MAP3K5 umano (ASK1/MEKK5) fosforilato in S967, validato per applicazioni WB ed ELISA. Utile per studiare apoptosi, risposte allo stress e immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-MAP3K5-S967
Note/Alias	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Fosfo-MAP3K5-S967
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4217
GeneID	4217
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosfo-specifico corrispondente alle sequenze circostanti la S967 di MAP3K5 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q99683
Peso Proteico	155kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio