

Pab Di Coniglio Phospho-Map3K5-S83 Per Wb, Elisa - Q99683

Numero articolo: CM0001243



introduzione

pAb di coniglio Phospho-MAP3K5-S83 ad alta specificità convalidato per Western blot (WB) e ELISA. Bersaglia MAP3K5 (ASK1) fosforilato nella serina 83 nell'uomo. Essenziale per lo studio dell'apoptosi, della risposta allo stress e delle vie di segnalazione MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-MAP3K5-S83
Annotazioni / Alias	ASK1, MEKK5, MAPKKK5, Phospho-MAP3K5-S83
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4217
GeneID	4217
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico attorno alla S83 della MAP3K5 umana (NP_005914.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q99683
Peso proteico	155kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio