

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Map3K5-T845 Per Wb, Elisa - O35099

Numero articolo: CM0000853

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Phospho-MAP3K5-T845 per WB e ELISA. Rileva ASK1 di topo e umano, una chinasi chiave nelle vie di segnalazione dello stress MAPK e immunitaria (PM ~155 kDa, reazione crociata con l'uomo). Ideale per studi su apoptosi e immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-MAP3K5-T845 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ASK; ASK1; MekK5; MAPKKK5; 7420452D20Rik; Phospho-MAP3K5-T845
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	4217
GeneID (Topo)	26408
Immunogeno	Peptide sintetico / Un peptide fosforilato sintetico intorno alla T845 della MAP3K5 di topo (NP_032606.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O35099
Peso proteico	155 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio